

Orgonski zapper uZapper OLE V7

Uvod:

Zapper je jednostavna naprava za odstranjivanje parazita u ljudskom tijelu s slabom strujom niskog napona i određenom frekvencijom (zapiranje). Teorija djelovanja zappera se zasniva na tome da svaku bolest izazivaju paraziti (virusi, bakterije, gljivice, crvi) koji su prisutni u svakom čovjeku i koji mogu samostalno pokrenuti ili sudjelovati kao jedan od okidača za razvijanje raznih bolesti. Eliminiranjem ovih parazita tijelu se omogućuje da ozdravi.

Zapper služi za eliminiranje parazita. Svaki parazit ima određenu frekvenciju na kojoj biva eliminiran, a kako zapper emitira signal koji ima široki frekvenzijski spektar harmonika i jedna frekvencija je dovoljna za eliminaciju svih parazita.

Svi paraziti su pozitivno nabijeni, kao i svi slobodni radikali u tijelu, odnosno nezdravo tkivo. Zapper s malom električnom strujom opskrbljava tijelo s viškom elektrona, odnosno s negativnim ionima koji neutraliziraju pozitivno nabijene parazite i radikale pomažući tijelu da povрати prirodno stanje ravnoteže i zdravlja. Može se reći da zapper ima sličan efekt kao i uzemljivanje kada se tijelo opskrbljuje s negativnim ionima.

Zapper osim direktne eliminacije parazita utječe i na vitalnost krvnih zrnaca čineći ih vitalnijima te samim time jača imunost sustav odnosno pročišćava i energizira krv. Teorija kojom se objašnjava ovakav blagotvoran efekt zappera je pravokutni oblik signala koji uređaj generira, a koji po karakteristikama slični tzv. "h" impulsu ljudskog živca i koji u biti privlači dodatnu životodajnu energiju iz okolnog prostora i vitalizira tijelo i krv čovjeka. Stoga se može reći da zapper ujedno osim antimikrobnog djelovanja ima i probiotičko djelovanje (podržava život i vitalnost).

Orgonski zapper osim samog generatora pravokutnog impulsa niskog napona određene frekvencije sadrži i orgonitni blok koji dodatno privlači/generira životnu silu (chi, pranu) iz okolnog prostora ili drukčijim riječima rečeno neorganiziranu, kaotičnu, štetnu, isprekidanu suptilnu energiju koja ima negativan utjecaj na ljudsko zdravlje konvertira u visoko organiziranu, skladnu, životodajnu i iscjeljujuću energiju čime se sveukupni iscjeljujući efekt zappera višestruko povećava.

Reference:

- <http://mandrilo.com/orgonski-zapper>
- <http://mandrilo.com/zapper>
- https://www.orgoniseafrica.eu/en_eu/info/clark-zapper/clark-zapper-orgone-zapper-science
- <https://worldwithoutparasites.com/faq-instructions/how-why-it-works/>

Sadržaj uputa:

1. Mjere opreza.....	3
2. Metode zapiranja.....	4
3. Vrijeme i način zapiranja.....	6
4. Anti parazitni program.....	6
5. Tehničke karakteristike uZapper 108.....	7
6. Opis rada.....	8
7. Brzi početak (zapiranje).....	11
8. Liste frekvencija.....	12
9. Opis pojedinih frekvencija.....	16
10. Dodatna oprema.....	18

Sadržaj paketa:

- uZapper s orgonitnim blokom i punjivom 9V baterijom. Špica kristala zamotana s Mobiusovom zavojnicom se nalazi u orgonitnom bloku.
- dvije palice i crveno crni kabel za spajanje metalnih palica na uZapper
- 220V/12V AC/DC adapter za napajanje
- upute
- poklon: orgonitni privjesak

Ograda:

Zapper je isključivo elektronički generator kvadratnog signala niske frekvencije i niskog napona (9-12V). Ograđujem se od bilo kakvih posljedica korištenja istoga. Ja osobno i dosta drugih ljudi je osjetilo povoljne zdravstvene efekte uslijed korištenja zappera, međutim ne garantiram niti reklamiram ovaj uređaj kao medicinsku terapiju, sve ostavljam na osobnu procjenu, a ako netko ovaj uređaj koristi za medicinske svrhe to **ostavljam na njegovu vlastitu odgovornost.**

Garancija kvalitete:

Zapper ima doživotno jamstvo osim na potrošne dijelove kao što su baterija, kabeli i elektrode.

1. Mjere opreza

Zapper može koristiti svatko u bilo kojoj dobi, pa čak i kućni ljubimci, ali **trudnice i osobe s pacemakerom i sličnim medicinskim uređajima ne bi trebali koristiti zapper** kako se ne bi omeo rad tih uređaja. Ako se mala djeca i stariji ljudi (senilni) zapiraju, potrebno ih je nadzirati.

Samoljepive elektrode mogu peckati i čak izazvati male opekline ili izazvati kontrakciju mišića i živaca ako su preblizu jedna drugoj i ako su postavljene na predjelu tijela s tankom i delikatnom kožom. Ako osjetite peckanje ili neugodu prestanite s zapiranjem ili ih premjestite na drugi dio tijela ili ih dodatno razmaknite. Nemojte ih stavljati na područje lica, glave i vrata. Nemojte ih stavljati sprijeda/straga na torzo, već uzdužno, odnosno vertikalno na jednoj strani tijela, znači npr. ako zapirate predio trbuha, plexusa postavite jednu elektrodu na plexus drugu ispod nje, s razmakom od 10-20cm. Najbolje ih je postaviti na ruke ili noge, jer je mogućnost peckanja najmanja.

Zapper koristi **punjivu NiMh 9v (250mAh)** bateriju i samo ista takva se može staviti u zapper kao zamjena. **Za punjenje baterije koristiti priloženi 12V adapter/punjač, nikako ne drugičiji napon.** Ako se koristi napon iznad 14V DC, zapper se može oštetiti.

Kada mijenjate bateriju pažljivo odspojite 9V priključak jer se isti vrlo čvrsto prijanja na bateriju. Prstima otvorite zapper s lijeve bočne strane na središnjem prorezu. Nemojte koristiti veliku silu i potezati priključak jer isti može puknuti, već probajte s prstima prvo olabaviti spoj, zatim ga otkaćiti od baterije. Obavezno isključite uređaj preko sklopke prije promjene baterije.

Zapiranje kod nekih ljudi utječe na probavu, odnosno izaziva zatvor, stoga ako iskusite ovu nuspojavu, smanjite vrijeme zapiranja ili uzimajte probiotike uz zapiranje jer očigledno da i 'dobre' crijevne bakterije kod nekih ljudi mogu biti zahvaćene zapiranjem.

Izbjegavajte kratki spoj elektroda. Iako je zapper opremljen zaštitom od kratkog spoja, moguće je pregrijavanje uređaja i veća potrošnja struje.

Nikako ne spajati piramidu, orgonit ili drugu zavojnicu na ZAP izlaz (samo na ORG izlaz). Ako se piramida spoji na ZAP izlaz to je kratki spoj. Zapper može kratkotrajno izdržati kratki spoj, ali ne zadugo, moguća su oštećenja.

Upozorenje:

Kod pokretanja zavojnica orgonita, zapper se grije (kad je modalitet rada zappera namješten na ORG ili ALL). Rad na visokim frekvencijama uzrokuje dodatno grijanje zappera stoga je preporuka da se kod cijelodnevnog pogona orgonita (24h/7dana) koriste frekvencije manje od 100Khz. Ako se koriste visoke frekvencije za pogon orgonita, onda ograničiti rad zappera na maksimalno par sati kontinuiranog rada, te omogućiti par sati hlađenja uređaja. Kod zapiranja nema ovakvih ograničenja.

2. Metode zapiranja

Postoji više metoda zapiranja:

- **držanje metalnih palica u ruci** s eventualnim dodatkom metalnih pločica za noge
- zapiranje s **samoljepivim elektrodama** koje se mogu pričvrstiti u blizini kritičnog mjesta na tijelu (ne preporuča se područje glave i vrata)

Važna napomena: kad se vrši zapiranje, preporuka je da se **popije malo više vode prije zapiranja** (čša ili dvije vode) kako bi se tijelu olakšao proces detoksifikacije organizma. Umjesto obične vode, moguće je popiti malo koloidnog srebra čime ovaj proces biva efikasniji.

Zapiranje samo s palicama (preporuka):

Za zapiranje s palicama je potrebno priloženi kabel utaknuti u utičnicu označenu s **ZAP** (krajnje lijevo na prednjem dijelu uređaja), a štipaljke kabela zakačiti na palice. Vrlo je važno da se ovaj priključak do kraja ugura u 3.5mm utičnicu na zapperu. Držati palice u rukama i pokrenuti zapper da izvršava željenu listu frekvencija.

Način zapiranja s navlaženim (u otopini soli) metalnim palicama (izbjegavati osim ako ne želite eksperimentirati):

Upozorenje: sol povećava vodljivost/efikasnost signala, ali može nagrizati kožu, palice i kabele, stoga izbjegavajte ovaj način zapiranja, osim ako ne želite eksperimentirati

U zdjelu se ulije malo obične vode i stavi se dosta soli (šaka ili dvije žlice) i dobro se razmuti. Čak je dobro staviti toplu vodu da se sol brže rastopi. Papirnati ubrus se okine na četiri jednaka komada. Dva komadića se umoče u zdjelu i s njima se obaviju elektrode, ne smeta ako ima i par slojeva (namotaja) oko elektrode. Bolje je koristiti malo kvalitetnije papirnate ubruse (deblje) da se ne raspadnu kad se smoče, međutim mogu se koristiti i izrezani dijelovi kuhinjske krpe ili tanke pamučne tkanine koji se mogu nanovo upotrijebiti. Iscijedi se višak vode s elektroda, stoga je najbolje ispod svega držati krpu. Nakon toga se pristupa zapiranju. Potrebno je što čvršće držati elektrode za bolji efekt. Malo vode će se još iscijediti kako budete držali elektrode, ali ako niste pretjerali to vam neće smetati.

Prilikom zapiranja poželjno je osjetiti lagane trnce u rukama od električnih impulsa zappera, kad se ovlaženi ubrus osuši, trnci će postati sve slabiji. Zapiranje i dalje radi čak i ako se trnci ne osjete, stoga ne treba odmah prekidati. Zapiranje s jednim setom ovlaženih ubrusa je najefektnije do 30-45 minuta, kad je poželjno promijeniti ubruse, staviti nove ovlažene, te usput promijeniti i polaritet palica (npr. ako ste prije držali palicu s crvenom žicom u desnoj ruci, sad je stavite u lijevu). Na zapiranje se ovako 'potroši' 1 do 1.30 sat, tijekom dana možete imati više ovakvih 'sesija' zapiranja. Nakon zapiranja bakrene elektrode obavezno posušiti i obrisati. One obično potamne od oksidacije, ali to ne smeta. Ipak nakon zapiranja ruke imaju miris bakra iako nisu bile u direktnom doticaju s elektrodama, stoga je potrebno isprati ruke nakon ovog procesa.



Komplet za zapiranje s metalnim palicama

Jedina mana ovog načina zapiranja s orgonitnim zapperom je ta što je sam orgonitni blok u kutiji zappera koji je relativno udaljen od tijela. Stoga preporuka: ako se zapirate orgonitnim zapperom i ako se služite metalnim palicama, onda kutiju s orgonitnim blokom držite na tijelu (u krilu ako sjedite) ili upravo na bolno mjesto.

Upotreba ionskog koloidnog srebra kod zapiranja:

Umjesto obične vode i soli, za vlaženje papirnatih ubrusa koje se stavljaju na palice, moguće je koristiti ionsko koloidno srebro. Koloidno srebro je manje vodljivo nego mješavina vode i soli, ali je zato potencijalno puno efikasnije jer omogućava upijanje iona srebra direktno u tijelo tzv. postupkom elektroforeze što u sinergiji s zapiranjem predstavlja moćnu kombinaciju za eliminaciju širokog spektra parazita i bakterija. Korištenje koloidnog srebra ujedno omogućava da se izbjegne moguća iritacija kože kod upotrebe soli kod osjetljivih osoba.

Način zapiranja s samoljepivim elektrodama:

Zapiranje je moguće i s fleksibilnim samoljepivim elektrodama koje se mogu postaviti na bilo koje dvije točke na tijelu na koje se želi koncentrirati signal zappera (osim glave i vrata). Ovo je zgodan način jer se zaper može staviti u džep, elektrode na tijelo, što omogućuje da se radi nešto drugo dok se istovremeno zapira (**hands-free mode**).

Kabel na koji se spajaju samoljepive elektrode se spaja na isti način kao i kabel za palice. Komplet se sastoji od kabela (1m dužine) i dvije elektrode (5x5cm). **Ukoliko osjetite trnce, zatezanje mišića/nerva ili peckanje, odmah prekinite zapiranje i premjestite elektrode na veću udaljenost jednu od druge ili elektrode postavite na predio tijela gdje je koža deblja.**

Održavanje elektroda: nakon uporabe zaštititi folijom. Možete ih čistiti četkicom za zube: dajte kap vode i četkajte lagano, ali ne grebite po njima, prođite nekoliko puta u jednom smjeru. Elektrode možete držati u hladnjaku (ne u zamrzivaču), bar 24 sata, čime se njihov vijek trajanja produžava.

3. Vrijeme i način zapiranja

Preporuka Hulde Clark je da se zapiranje obavlja u tri koraka po 7 minuta s 20 minuta pauze između. U prvom ciklusu se eliminiraju paraziti i crvi, kad se oni raspadnu tada otpuštaju svoje viruse i bakterije, koji se onda eliminiraju u drugom ciklusu, treći ciklus služi za finalno eliminiranje eventualnih ostataka parazita koji su još živi. **Prije i poslije zapiranja je potrebno popiti malo više vode, a za vrijeme zapiranja ništa ne jesti, eventualno se može popiti još vode koja pomaže u čišćenju organizma od parazita.** Ovaj proces se može obaviti više puta na dan.

Međutim, iskustva korisnika zapera govore u prilog tome da se vrijeme zapiranja ne mora razdvajati u ova tri koraka, već da može biti proizvoljno dugo (bez prekida). Zapirati se praktično može sve dok simptomi neke bolesti ne nestanu ili se značajno ublaže. Ipak je **preporuka da se započne postupno s zapiranjem, od pola sata na dan, pa s postepenim povećavanjem vremena dok sami ne ocijenite koliko vam je dnevno potrebno. Zapiranje se može obaviti u nekoliko navrata (sesija) tokom dana što je najefikasnije, s tim da sesija zapiranja može trajati od 20 do 60 minuta.**

4. Anti parazitni program

Zapper efikasno uništava parazite, ali teško dopire do dobro skrivenih jajašaca ili ličinki parazita u tijelu koje paraziti svugdje ostavljaju. Za efikasno eliminiranje i jajašaca parazita odnosno svih nepoželjnih parazita iz tijela najbolje je koristiti biljne preparate, odnosno po receptu Hulde Clark, raditi cijeli Anti-parazitni program u trajanju od 40 dana koji uključuje i čišćenje jetre od žučnih kamenaca. Kombinacija upotrebe zapera, čišćenja jetre i konzumiranja pelina, crnog oraha i klinčića u sklopu Anti-parazitnog programa je jedan od najboljih pristupa za detoksifikaciju i čišćenje organizma od parazita. Ovaj bi program trebalo prakticirati najmanje jednom ili više puta na godinu dana, jer paraziti uvijek nađu način da se vrate nazad u organizam. Više o Anti-parazitnom programu:

<https://antiparazitni-program.com>

<https://www.prirodom-do-zdravlja.net/tekst/antiparazitniprogram.html>

5. Tehničke karakteristike uZapper OLE V7

Mikrokontroler	ATMEGA328@16Mhz
Generator signala	DDS modul AD9850/51
Ekran	OLED 120x64 SH1106/SD1306
Orgonitni blok	DA
Mobius zavojnica	DA
Frekvencijski raspon	0.01Hz - 4Mhz
Rezolucija promjene frekvencije	0.01Hz
Maksimalni napon signala	12V
Pozitivni offset signala	DA
Radiantni signal	DA
Mogućnost unosa proizvoljne frekvencije	DA
Memorija	pohrana 5616 frekvencija u 312 lista (svaka lista ima fiksno po 18 frekvencija)
Mogućnost automatskog mijenjanja frekvencija (sweep)	DA, podržava 312 različitih lista/sweep modova koje korisnik sam može definirati
Mogućnost unosa proizvoljnog imena liste (sweep moda)	DA (do 12 slova)
Raspon intervala kod automatskog mijenjanja frekvencija	1-99 min, CST (konstatno jedna frekvencija, 3x7 (jedna ili više frekvencija se emitiraju 3 x 7 minuta s 20 minuta pauze između))
Dvostruki izlaz: za zapiranje (low power) i za pokretanje orgonita (hi power)	DA
Napajanje	9V, 12V, 15V preko AC/DC adaptera ili baterije
Baterija	9V (punjiva baterija)
Trajanje baterije (zapiranje)	3-4hr
Indikator istrošenosti baterije	DA
Zaštita od kratkog spoja	DA
Izlazni krug jake struje za pogon zavojnica orgonita	DA
Izlazni power FET	IRF740
Izlazni FET driver	IX4427
Izlazni ograničivač jake struje	68Ohm/5W
Maksimalna izlazna struja kroz krug jake struje	180mA@12V
Potrošnja struje (idle mode)	28mA@12V
Potrošnja struje (sleep mode)	13mA@9V
Potrošnja struje (zapping mode)	50mA@12V
Potrošnja struje (orgonite mode)	max. 200mA@12V na 4Mhz

6. Opis rada

Uključivanje/isključivanje uređaja se obavlja s sklopkom s prednje strane uređaja. Kabel za palice ili za pogon orgonita se spaja na zapper preko dva 3.5mm priključka na prednjoj strani zappera. **Vrlo je važno da se ovaj priključak do kraja ugura u 3.5mm utičnicu na zapperu.** Ako se zapper koristi za zapiranje onda se koristi priključak označen s **ZAP**, a ako se koristi za pokretanje orgonita onda se koristi priključak označen s **ORG**. U prvu utičnicu s desne strane se spaja AC/DC adapter za napajanje uređaja ili punjenje baterije.



Tipke na uređaju (s lijeva na desno):

- CLR – brisanje trenutne frekvencije (resetiranje brojki na nulu), brisanje trenutne liste (sve frekvencije liste se brišu), resetiranje perioda na 1 minutu, resetiranje memorijske lokacije frekvencije na 01, resetiranje slova imena liste na razmak ('space').
- 5 way joystick: LIJEVO, DESNO – mijenja se pozicija kursora. GORE, DOLE mijenjaju se podaci ispod trenutne pozicije kursora. ENTER (pritisak na tipku) ulaz i izlaz iz edit moda za unos proizvoljne frekvencije ili za mijenjanje imena.
- START/STOP – ako se tipka drži par sekundi uZapper počinje generirati signal, ako već generira signal, onda prestaje. uZapper ne generira signal dok se ne pristigne START.

Generalni opis:

Frekvencije u uZapperu su podijeljene u 312 lista. Svaka lista može sadržavati do 18 frekvencija koje korisnik proizvoljno unosi. Jedna lista frekvencija definira sweep mod. Npr. korisnik može definirati jednu listu s nekoliko frekvencija, može definirati koliko svaka frekvencija traje itd., što omogućuje da za svaki simptom ima jednu listu s više definiranih frekvencija. Liste mogu biti i vezane (izvršavati se jedna iza druge), što omogućava da korisnik sastavi jednu veliku listu koja ima više od 18 frekvencija.

Bitno: ako se s uZapperom vrši zapiranje mora se odabrati mod Z (ZAP) za zapiranje, a ako se pokreće zavojnica orgonita onda se mora odabrati mod O (ORG). Ako se istovremeno koriste oba dva izlaza (istovremeno se zapira uz pogon orgonita), onda se odabire mod A (ALL), koji omogućava izlaz signala na oba dva priključka.

Meni:

Glavni izbornik/meni zappera je podijeljen u dva dijela: gornji dio koji definira parametre liste i frekvencije i donji koji definira aktualnu vrijednost pojedine frekvencije. Ako se mijenja vrijednost **List** tipkama GORE/DOLE, odnosno ako se mijenja trenutna lista onda se svi ostali parametri i frekvencije nove liste učitavaju, a ako se promjene, onda se automatski spremaju u memoriju.

Ako je kursor na poziciji **Freq:** (odabir frekvencije unutar liste), onda se s ENTER tipkom može mijenjati ili ručno unositi nova frekvencija. Ako je kursor na poziciji **List** (odabir liste) onda se tipkom ENTER mijenja ili unosi ime liste. Povratak na glavni meni se obavlja ponovnim pritiskom na tipku ENTER, a tada se i spremaju sve promjene.

Unos frekvencije:

Unos pojedine frekvencije se odvija na način da se pritisne ENTER tipka (srednja tipka) kad je treptajući kursor u gornjem meniju na poziciji **Freq** (odabir frekvencije unutar liste). Treptajući kursor će sada biti na jednoj od digitalnih znamenki frekvencije. Istom tipkom GORE/DOLE se mijenja vrijednost pojedinog digita, tj. cijele frekvencije. Ako se želi promijeniti drugi digit, tada se tipkama LIJEVO/DESNO pomakne kursor na željeni digit. Kad se pojedina frekvencija namjesti onda se ponovnim pritiskom na ENTER tipku spremaju promjene, a kursor se vraća na gornji meni.

Unos imena liste:

Unos ili promjena imena liste se odvija na način da se pritisne ENTER tipka (srednja tipka) kad je treptajući kursor u gornjem meniju na poziciji **List** (odabir liste). Treptajući kursor će sada biti na jednoj od slova imena liste. Istom tipkom GORE/DOLE se mijenja vrijednost pojedinog slova. Ako se želi promijeniti drugo slovo, tada se tipkama LIJEVO/DESNO pomakne kursor na željeno slovo. Tipkom CLR se postavlja razmak ('space'). Kad se ime liste namjesti onda se ponovnim pritiskom na ENTER tipku spremaju promjene, a kursor se vraća na meni.

Generiranje signala:

Ako se pritisne START tipka (potrebno je držati tipku par sekundi). Zapper će izvršavati trenutnu listu na način da automatski mijenja frekvencije iz liste počevši od trenutne koja je prikazana na ekranu pa sve do zadnje u listi ili dok ne dođe do frekvencije koja je 0. Prilikom svake promjene frekvencije, nova frekvencija će zatirati na ekranu, a ako je ekran ugašen (power save mode) onda će se kratko prikazati na ekranu nova frekvencija.

Lock i Power Save:

Kad uZapper generira signal tada se nalazi u zaključanom modu (mali ključić se pojavi na ekranu gore/lijevo). Niti jedna tipka ne reagira osim kad se opet pritisne START/STOP tipka i drži se par sekundi kako bi se prekinulo generiranje signala ili ako se uZapper isključi. Kad uZapper generira signal onda se gore na sredini ekrana prikaže znak za generiranje signala. Nakon 4 minute, ako niti jedna tipka nije pritisnuta, uZapper automatski gasi ekran radi štednje energije i samog ekrana (power save).

Time:

Postavka Time (T) određuje vrijeme izraženo u minutama (1-99) u kojem će uZapper emitirati pojedinu frekvenciju s liste prije nego što skoči na iduću frekvenciju s liste. Kad se dođe do kraja liste, zapper skače na prvu frekvenciju s liste i tako nastavlja u beskonačnoj petlji. Napomena: **za svaku frekvenciju se posebno pamti period.** Postoje dvije specijalne postavke ove vrijednosti:

CST – označava da će se izabrana frekvencija konstantno generirati. Zapper neće mijenjati frekvenciju sve dok se ne zaustavi rad s START/STOP tipkom od strane korisnika.

3x7 – označava da će zapper emitirati izabranu frekvenciju u tzv. Hulda Clark modu, **3x7 minuta s 20 minuta pauze** između zapiranja. Kad je frekvencija pauzirana na ekranu će biti ispisano (**paused**). Nakon izvršavanja ovog moda, zapper će promijeniti frekvenciju na iduću frekvenciju s liste. **Napomena:** ako se timer prve frekvencije u listi postavi na 3x7 onda će zapper unutar 7 minuta, svake minute mijenjati sve frekvencije u listi.

Sleep:

Postavka (S) određuje timer (u minutama) nakon kojega zapper zaustavlja generiranje signala i postavlja zapper u stanje spavanja (sleep), u kojem se maksimalno štedi energija. Ovaj parameter se pamti na nivou liste i kad se starta lista onda se ‘sleep’ brojka pojavljuje u gornjem dijelu ekrana (lijevo od znaka za bateriju). Ovaj mod je zgodan jer omogućava zapiranje određeni period, te automatsko gašenje/prekidanje zapiranja nakon ovog perioda.

Power:

Postavka (Pw) određuje mod signala, odnosno bira se krug slabe struje koji je pogodan za zapiranje (Z), krug jake struje pogodan za pokretanje orgonita (O) ili oba moda istovremeno (A). Ako se odabere postavka Z onda se kod generiranja signala u gornjem dijelu ekrana ispiše **ZAP**, kod pogona orgonita **ORG**, a ako su oba moda aktivna onda piše **ALL**. **Napomena:** ako je odabran sleep mode veći od 0, onda se pokazuje timer za sleep mode umjesto moda signala.

Ova postavka je vezana za postavke liste, odnosno svaka lista može imati drukčiji mod signala (ZAP, ORG ili ALL). **Ovaj mod određuje da li će se signal pojaviti na izlazu označenim s ORG ili ZAP** i služi za štednju potrošnje struje, jer nema smisla da zapper generira signal za pokretanje orgonita ako se koristi samo za zapiranje i obrnuto.

Indikator istrošenosti baterije:

Kad je baterija istrošena indikator baterije u gornjem desnom kutu ekrana počne treptati, zapper automatski prekida rad i ide u stanje spavanja (sleep) mode.

Punjenje baterije:

Zapper mora biti uključen prilikom punjenja baterije: zapper se spoji na AC/DC adapter, zatim se uključi. Punjenje baterije bi trebalo početi automatski nakon paljenja zappera. Indikator za bateriju signalizira da se baterija puni. **Napomena:** zapiranje i pokretanje zappera je moguće s uključenim AC/DC adapterom. Na ovaj način baterija se ne troši, odnosno samo se puni ako je potrebno.

After event:

Postavka (**Af**) određuje što se događa kad uZapper dođe do zadnje frekvencije u listi kad se izvrše sve frekvencije definirane u listi. Zadnja frekvencija u listi je 18. frekvencija ili prva frekvencija koja ima vrijednost 0. Opcije su:

- **stop** – uZapper se zaustavlja i više ne generira signal
- **restart** – počinju se generirati frekvencije s početka liste
- **cycle** – kad se dođe do zadnje frekvencije, uZapper počinje mijenjati frekvencije unazad po listi. Od predzadnje do prve
- **list 001-312** – kad se izvrši zadnja frekvencija s liste, uZapper mijenja trenutnu listu na onu koja je definirana s ovom vrijednošću i izvršava novu listu. Ovo omogućuje da se stvori vezana lista od recimo 36 frekvencija, kad lista 01 skoči na listu 02, te razne druge kombinacije.

7. Brzi početak (zapiranje)

Priključiti palice na štipaljke, te kabel utaknuti u zapper u utičnicu ZAP.

Uvidom u tablicu lista frekvencija odabrati listu na način da se blinkajući kursor (tipkama LI-JEVO/DESNO) namjesti na vrijednost liste npr **List:** te s tipkama GORE/DOLE s strane odabrati odgovarajuću listu.

Osigurati da je vrijednost **Pw:Z** (namješteno na **zapiranje**).

Za pokretanje liste ili sweep moda držati duže **START** tipku (zadnju tipku s desna) dok zapper ne počne generirati signal. Kad zapper počne generirati signal na ekranu će pisati **List 001 started - ZAPPING MODE**. Zapiranje se prekida ako se opet duže drži **START** tipka.



Izgled ekrana kad zapper starta sweep listu 002 u modu za zapiranje (Pw:Z), s periodom svake frekvencije 15 minuta. Trenutna frekvencija koju zapper izvršava je 2720Hz. Zapper je zaključan (ne reagira na tipke), a znak za signal se pojavljuje na vrhu ekrana (drugi slijeva).

8. Liste frekvencija

Lista	Opis	Frekvencije
01	Acne (564 for 6min)	564, 2720, 1800, 1600, 1550, 1552, 1500, 802, 880, 787, 727, 465, 444, 428
02	Adenovirus (a virus that can cause colds/flu and infections in the lungs, stomach, and intestines)	333, 666, 768, 10000, 5000, 2720, 1500, 969, 880, 1550, 802, 787, 728, 444, 95, 48, 20
03	AIDS	465, 727, 787, 880, 1550, 1500, 1.20
04	Allergy	10000, 7344, 5000, 1550, 880, 787, 727, 444, 95, 33, 20
05	Alopecia	10000, 30000, 5000, 2720, 1552, 880, 800, 787, 727, 465, 95, 20
06	Anal itching (also use parasites general)	10000, 880, 787, 727, 465, 95, 444, 20
07	Anxiety (General anxiety disorder)	1.5, 6.8, 7.8, 95, 10000
08	Arthritis reumatoid	250, 1.20, 650, 625, 600, 787, 727, 262, 776, 766
09	Arthritis	10000, 5000, 2720, 1550, 1500, 880, 802, 800, 787, 776, 766, 727, 650, 600, 20
10	Asthma	7344, 2720, 1800, 1600, 1500, 880, 787, 727, 444, 128, 95, 72, 20, 0.5
11	Autism (also use parasites and detox general)	20, 48, 128, 152, 465, 727, 787, 800, 880, 1550, 1902, 5000, 9887, 10000, 15000, 38014.30
12	Babesia	76, 570, 1583, 1584, 432, 753, 5776
13	Backache	33, 212, 305, 727, 787, 880, 1550, 10000
14	Bacterial infections general	20, 465, 866, 664, 690, 727, 787, 832, 800, 880, 1550, 784
15	Bartonella	364, 379, 645, 654, 786, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 857, 967, 6878, 634, 696, 716, 1518
16	Bladder (see also prostate and urinary infections)	1550, 880, 802, 787, 727, 465, 432, 20, 9.39
17	Borrelia burgdorferi	18919.09, 941.93
18	Bronchitis (see also lungs)	7344, 880, 727, 333, 20, 9.39
19	Cancer adenocarcinoma	47, 2182, 2219, 832, 2084, 2127, 2160, 2452, 2876

Lista	Opis	Frekvencije
20	Cancer carcinoma basal cel skin (use 2116 for 30min, others for 5 min)	2116, 760, 2128, 2280, 2876
21/22	Cancer breast	3072, 2950, 2876, 2191, 2189, 2187, 2184, 2182, 2152, 2128, 2127, 2120, 2116, 2112, 2104, 2100, 2008, 1550, 866, 802, 732, 676, 666, 166, 120
23	Cancer carcinoma bronchial	462, 776, 852, 1582, 2104, 2144, 2184, 3672
24	Cancer glioblastoma	720, 2008, 2128, 2180, 2182, 728, 832, 800, 664, 20, 855, 543, 641, 857
25/26	Cancer hodgkins	1552, 552, 5318.8, 8610, 8020, 5278.3, 1675, 5020, 2127, 2663, 334, 2655, 5388.5, 2385, 6687.3, 3324, 8836.9, 2521, 7356, 2787.5, 5575, 8368.2, 1566.4, 2008, 5013, 5013.5, 10025, 10026, 10027, 7037.5, 263.11
27	Cancer leukemia	2127, 2008, 880, 787, 727, 690, 666, 2217
28	Cancer carcinoma liver	393, 479, 520, 734, 3130
29/30	Cancer melanoma	10000, 2217, 2128, 2127, 2050, 2008, 1050, 1000, 880, 787, 728, 666, 495, 465, 450, 125, 100, 95, 80, 60, 45, 20, 10, 7.5
31/32	Cancer prostate	20, 60, 72, 95, 125, 666, 727, 787, 790, 766, 800, 920, 1998, 1875, 442, 2008, 2127, 2128, 2217, 2720, 2050, 2250, 5000, 2130, 2120, 690, 304
33	Cancer sarcoma general	1755, 3524, 2007.5, 2005, 2015.9, 2083.8, 728, 880, 802, 785
34/35	Cancer general 1	10000, 5000, 3176, 2720, 2489, 2189, 2184, 2128, 2084, 2050, 2008, 880, 854, 800, 784, 728, 666, 524, 464, 333, 304, 120
36/37	Cancer general 2	10000, 3176, 3040, 2720, 2489, 2182, 2127, 2048, 2008, 1862, 1552, 880, 802, 786, 727, 665, 664, 465, 304, 125, 96, 72, 64, 20
38/39	Cancer general 3	10000, 3176, 2950, 2180, 2128, 2049, 2008, 1865, 1488, 943, 886, 866, 776, 732, 728, 690, 676, 650, 523, 442, 414, 304, 240, 128
40	Candida	10000, 5000, 3176, 2128, 728, 465, 464, 125, 95, 20, 727

Lista	Opis	Frekvencije
41/42	Chemtrail detox	664, 7344, 2842, 1147, 686.60, 684.10, 1113, 779.90, 829.30, 679.20, 865, 969.90, 1067, 783.60, 800.40, 1045, 1062, 673.90, 690.70, 727
43	Chlamydia pneumoniae	7543.4, 7520.5, 4710.5, 3773.3, 3760.3, 1886, 1880, 943.3, 940, 620, 479, 471.66, 470.9, 941.8, 3767.3
44	Chronic fatigue syndrome	7.83, 444, 465, 664, 787, 880, 1550, 1902, 5000, 10000
45	Circulatory stasis (stimulates blood circulation)	9.39, 40, 2112, 2145, 2720, 2489
46	Cold (sore throat)	727, 787, 880, 1550, 1600, 2720
47	Colitis	10000, 5000, 1550, 880, 832, 802, 787, 727, 465, 440, 152
48	Corona Virus	145.90, 165.69, 291.69, 331.39, 437.6, 497.1, 583.5, 662.7, 1167, 1312.79, 1325.5, 1491.2, 2333.9, 2651, 4667.8, 5301.89, 9335.6
49	Coxsackie Virus	612, 136, 232, 380, 422, 435, 921, 769, 1189, 676
50	Crohns disease	10000, 727, 664, 440, 832, 880, 1550, 20
51	Cystic fibrosis	523, 557, 478, 776, 660, 727, 778, 787, 802, 880
52	Cystitis chronic (inflammation of the urinary bladder and uters)	1550, 880, 802, 787, 727, 465, 20
53	Dental problems (toothache)	190, 465, 650, 666, 787, 1550, 1600, 1800, 2720, 5170, 10000, 30000
54	Depression	7.83, 787, 800, 3176, 5000, 10000
55	Detox general	10000, 3176, 880, 787, 727, 676, 635, 625, 465, 444, 440, 10, 7.83, 48, 1
56	Diabetes 1 (Warning: can cause large drop in blood sugar level. Use 5000Hz for 15 min)	5000, 2127, 880, 800, 787, 727, 465, 440, 20
57	Diabetes 2	2128, 1550, 787, 465, 444, 95, 72, 48, 20

Lista	Opis	Frekvencije
58	Digestion problems	10000, 880, 1550, 832, 800, 787, 727, 465, 444, 20, 95, 72
59	E. Coli	7849, 1730, 1552, 1550, 1244, 1000, 934, 832, 802, 800, 634, 548, 413, 333, 282
60	Ear healing (tinnitus, hearing loss, otitis)	7.83, 10, 20, 440, 727, 787, 880, 10000
61	Endocrine (includes stimulating frequencies for pineal, hypothalamus, pituitary, thyroid, adrenal, and thymus glands)	662, 1725, 1342, 1534, 1413, 1351, 635, 763, 1335, 645, 10000
62	Endometriosis	6766, 2128, 1550, 800, 676
63	Epilepsy	125, 600, 650, 727, 802, 880, 1550, 5000, 10000, 30000
64	Epstein Barr virus (also use parasites general)	1920, 105, 8768, 669, 465, 776, 880, 787, 727
65	Eye healing (blurred vision, cataracts, crossed eyes, diplopia, infections, etc.)	10000, 1830, 1600, 1552, 880, 787, 727, 20, 1.20
66	Fibromyalgia	880, 800, 728, 5000, 2720, 2128, 664, 464, 20
67	Fungus foot	1550
68	Fungi (mold) general	2222, 1552, 1550, 1153, 1134, 1016, 880, 802, 787, 784, 727, 582, 465, 422, 254, 72, 20
69	Gout (Giht)	9.39, 3000, 10000, 880, 787, 727, 20
70	Harmonize	4, 7.83, 15, 432
71	Headaches, migrain	1.20, 7.83, 10, 625, 650, 727, 787, 880, 3000, 10000
72	Healing and regeneration	2720, 528, 266
73	Heart	1, 20, 5000
74	Heavy metal detox	1902, 9887, 727, 15000, 38014.30
75	Helicobacter pylori (676 for 10 min)	2950, 2819, 2779, 2167, 880, 728, 705, 695, 676, 352, 347
76	Hemorrhoids	4474, 6117, 774, 1550, 447, 880, 802, 727
77	Hepatitis	1550, 880, 802, 727, 768, 934, 528
78	Hernia	727, 787, 2720, 5000, 10000
79	Herpes (run 1488 for 15 min, run 2950 for 15 min)	2950, 1900, 1577, 1550, 1489, 1488, 629, 464, 450, 383, 304, 165, 141

Lista	Opis	Frekvencije
80	Herpes zoster	10000, 3343, 2320, 2170, 1600, 1500, 1160, 914, 880, 833, 802, 787, 664, 580, 3.9
81	Hormonal imbalances	5.5, 635, 10000
82/83	HPV	67265, 64734, 16970, 9609, 9258, 5657, 1051, 1011, 907, 874, 767, 489, 466, 404, 265, 110, 45, 20128.91, 1002.16, 20163.76, 1003, 20263.34, 1008.85
84	Hulda Clark	30000
85	Hypertension	7.83, 15, 20, 727, 787, 880, 3176, 10000
86	Hyperthyroid	3, 0.5
87	Hypothyroid	2, 12, 35, 16000, 10000, 160, 80, 20
88	Infertility	465, 650, 666, 727, 787, 880, 2127
89	Influenza	20, 800, 880, 969, 1550, 2720, 5000, 7344
90/91	Kidney	4412, 2720, 1600, 1550, 1500, 880, 800, 728, 625, 600, 465, 250, 152, 125, 100, 72, 40, 20, 676, 440, 444, 727, 787, 10000, 3000, 1552,20
92	Knee joint pain	1550, 880, 802, 787, 727, 28, 20, 7.69, 3, 250, 9.39
93	Liver support (also try E. coli and Parasites general)	33, 1552, 802, 727, 787, 880
94	Lungs (pneumonia and other problems)	20, 7344, 5000, 727,2720, 787,1550, 800, 969, 880, 818
95	Lyme (Borrelia) (use 625 for 10 min)	6870, 46866, 34170, 34112, 4200, 2050, 2016, 1520, 1455, 920, 884, 800, 797, 758, 673, 625, 432, 254
96/97	Meningitis	5000, 720, 20, 676, 1550, 802, 880, 832, 787, 727, 650, 625, 600, 465, 444, 125, 95, 72, 428
98	Menopause symptoms	5.5, 727, 787, 880
99	Menstrual problems	880, 1550, 802, 787, 727, 465, 20
100	Mental disorders (general aid, especially if toxins are the cause. Also use mineral supplement)	522, 146, 10000, 125, 20, 4.9, 428, 550, 802, 7.83
101	Morgellons	10000, 7344, 5000, 1550, 880, 787, 727, 1600, 3176, 2720, 1488, 800, 464, 432, 20, 625
102	Multiple sclerosis (use 5000 for 30min)	5000, 2720, 1550, 880, 802, 787, 728, 464, 20

Lista	Opis	Frekvencije
103	Nerve healing	10, 440, 625, 650, 1600, 2720, 3176, 10000
104	Pain releif	40, 666, 727, 787, 880, 1550, 2720, 3000, 10000
105	Parasites ascaris	152, 442, 8146, 751, 1146, 797
106	Parasites enterobiasis (pinworms; intestinal worms which cause itching of the anal/perianal areas)	20, 112, 120, 773, 826, 827, 835, 4152
107	Parasites flukes blood	847, 867, 329, 419, 635, 7391, 5516, 9889
108/109	Parasites flukes general (pancreatic, liver, and intestinal)	2127, 6766, 6672, 6641, 6578, 2150, 2128, 2082, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 945, 854, 846, 830, 763, 676, 651, 524, 435, 275, 142
110	Parasites flukes liver	143, 275, 676, 763, 238, 6641, 6672
111	Parasites giardia	5768, 5429, 4334, 2163, 2018, 1442, 829, 812, 721, 407, 334
112	Parasites heartworms	543, 2322, 200, 535, 1077, 799, 728
113	Parasites hookworm	6.8, 440, 2008, 6436, 5868
114/115	Parasites roundworms general	7159, 5897, 4412, 4152, 3212, 2720, 942, 835, 827, 772, 732, 721, 688, 650, 543, 422, 332, 240, 152, 128, 120, 112, 104, 20
116	Parasites tapeworms	164, 187, 453, 523, 542, 623, 843, 854, 1223, 803, 1360, 3032, 5522
117/118/119	Parasites general	164, 969, 1359, 2127, 10000, 5000, 4412, 2720, 2400, 2112, 1864, 1550, 1360, 880, 854, 800, 784, 751, 732, 728, 712, 688, 651, 644, 524, 465, 442, 422, 334, 240, 152, 128, 125, 120, 112, 96, 72, 64, 20
120	Parkinson (use 33 for 30 min)	33, 5000
121/122	Prostate	2720, 2128, 880, 802, 787, 728, 727, 666, 465, 125, 95, 72, 20, 100, 2720, 2127, 1550, 776, 444
123	Rheumatism (also use Arthritis rheumatoid)	10000, 776, 766, 262
124	Rota Virus	0.95, 22.50, 51.33, 77.50, 313.35, 666
125	Sacred geometry	432
126	Schumann Earth frequency	7.83, 14, 20, 33, 45
127	Sinusitis	1600, 1552, 1500, 880, 802, 464, 440, 72, 20, 125, 600, 615, 625, 650, 95, 128, 432

Lista	Opis	Frekvencije
128	Solfeggio	174, 285, 396, 417, 528, 639, 741, 852, 963
129	Spondylitis (ankylosing)	3000, 95, 1550, 326, 880, 787, 727, 650, 10, 1.20, 100, 428
130	Staphylococcus aureus	786, 8697, 7270, 1050, 999, 943, 824.4, 787, 784, 745, 738, 728, 727, 647, 644, 555, 478, 424
131	Staphylococcus general	7160, 1109, 1089, 885, 882, 881, 880, 879, 878, 877, 876, 875, 786, 728, 674, 634, 550, 453
132	Streptococcus	1902, 1522, 880, 728, 535, 368, 318, 128, 8478, 1216, 425
133	Tinnitus	20, 2720, 728, 784, 880
134	Urinary tract infections	20, 1600, 444, 3000, 465, 5000, 727, 4412, 787, 10000, 880, 1550
135	Varic. vein	1.2, 9.39, 28, 40, 1500, 2112, 2145, 2489, 2720
136/137/ 138/139	Virus general	10000, 7344, 5000, 2950, 2900, 2650, 2600, 1550, 1234, 430, 620, 624, 646, 866, 5148, 2213, 1918, 742.4, 303, 23.2, 20, 864, 790, 690, 610, 470, 484, 986, 644, 254, 30, 33, 6000, 599, 611, 613, 2127, 2080, 2050, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 880, 803, 800, 787, 727, 660, 484, 465, 440, 35, 500, 200, 68
140	Warts	666, 727, 1600, 2127, 2720

9. Opis pojedinih frekvencija

Opis	Frekvencije (Hz)
Harmonize	
Schumann Earth frequency	7.83, 14, 15, 20, 33, 45
Sacred geometry	432
Solfeggio - Relieving pain and tension	174
Solfeggio - Safety, energy, and survival	285
Solfeggio - Liberating Guilt and Fear	396
Solfeggio - Undoing Situations and Facilitating Change	417
Solfeggio - Transformation and Miracles (DNA Repair)	528
Solfeggio - Connecting/Relationships	639
Solfeggio - Expression/Solutions	741
Solfeggio - Returning to Spiritual Order	852
Solfeggio - Oneness/Unity	963

Opis	Frekvencije (Hz)
Parasite types	
Parasites flukes general (pancreatic, liver and intestinal)	6766
Parasites flukes intestinal (by Hulda Clark)	2127, 6766
Parasites pinworms	20
Parasites hookworm	440
Parasites roundworms general	20, 128, 152, 650, 2720
Parasites tapeworms	164
Parasites human rope worm	1359
Parasites (worm eggs)	164, 969
Detox	
Mercury detox	48
Chemtrail detox	List 19
Pesticide detox	1
Measles vaccine detox	List 69
Heavy metal detox	List 47
Other Zappers	
Bob Beck zapper	4
Don Croft Terminator zapper	15
Hulda Clark zapper	30000

Napomena: dodatne frekvencije se mogu vidjeti na:

<http://www.electroherbalism.com/Bioelectronics/FrequenciesandAnecdotes/CAFL.htm>

<https://www.spooky2-mall.com/download-rife-frequency-list>

<http://www.etdfl.com/download>

10. Dodatna oprema

A) Pločice za noge:

Metoda 1: Kod zapiranja s metalnim palicama za ruke moguće je koristiti i metalne pločice za noge. Zapiranje na ovaj način je puno efikasnije jer struja ide čitavim tijelom.

Kabel za palice se utakne u utičnicu označenu s ZAP, a drugi kabel se utakne u utičnicu ORG te se spoji na obje pločice za noge (na za to predviđene 'uši' na krajevima pločica).

Metoda 2: Moguće je i zapiranje isključivo s pločicama za noge na način da se kabel koji se inače koristi za spajanje palica, zakači štipaljka na pločice te se utakne u utičnicu ZAP na zapperu. Bosc noge se postavljaju na pločice, a zapper se starta.

Na ovaj način su ruke slobodne. Ova metoda je zgodna kod rada na računalu ili sličnog posla koji zahtjeva dugo sjedenje.

B) Samoljepive elektrode:

Zapiranje je moguće i s fleksibilnim samoljepivim elektrodama koje se mogu postaviti na bilo koje dvije točke na tijelu na koje se želi koncentrirati signal zapera (osim glave i vrata). Ovo je zgodan način jer se zapper može staviti u džep, elektrode na tijelo, što omogućuje da se radi nešto drugo dok se istovremeno zapira (hands-free mode).

Kabel na koji se spajaju samoljepive elektrode se spaja na isti način kao i kabel za palice. Komplet se sastoji od kabela (1m dužine) i dvije elektrode (5x5cm).

Ukoliko osjetite trnce, zatezanje mišića/nerva ili peckanje, odmah prekinite zapiranje i premjestite elektrode na veću udaljenost jednu od druge ili elektrode postavite na predio tijela gdje je koža deblja.